

SIDEXIS 4 rendszerkövetelmény

2D-s rendszerekhez

(Ortophos XG3, Ortophos XG5, Ortophos XG3D^{READY}, Ortophos SL, Xios XG, Xios Scan)



Szerver:

Operációs rendszer: Windows 10 Pro (64 bit)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Hardware:

RAM: > 8 GB
CPU: > 2.3 GHz QuadCore processor 64bit (x64)
HDD: > 1 TB /SSD javasolt/
VGA: > 1GB dedikált memória DirectX 10 with WDDM driver 1.0
vagy nagyobb
DVD író
Billentyűzet + Egér
Gigabit Lan
Monitor: min. felbontás: 1280×1024

Kliens:

Operációs rendszer: Windows 10 Pro (64 bit)

Hardware:

RAM: > 4 GB
CPU: > 2 GHz DualCore
HDD: > 500 GB /SSD javasolt

VGA: > 512 MB dedikált memória DirectX 9.0c
DVD író
Billentyűzet + Egér
Gigabit Lan
Monitor: min. felbontás 1280×1024

Az adat biztonság miatt javasolt a szerver adatait több merevlemezre (HDD) menteni. Ezt a szerverben lévő RAID megoldással lehetséges megoldani, vagy külső NAS egységre történő mentéssel.