



KÉNYELEM DEKORATÍV FORMÁBAN
Az új Sirona kollekció.

AZ ÚJ SIRONA KOLLEKCIÓ

Rendkívül esztétikus.

Az első benyomások számítanak igazán. Ez különösen igaz a páciensekre, amikor belépnek a fogorvosi rendelőbe. A légkört, amely a recepción és a váróban fogadja őt, a kezelő helyiségben - a rendelő legfontosabb részében - is meg kell teremteni. Csatlakozzon hozzánk egy sétára a Sirona új világában és ismerkedjen meg az ergonómia és kényelem irányában való elkötelezettségünkkel. Fedezze fel új színeinket és terveinket. Nyerjen bepillantást egy igazán esztétikus munka környezetbe. A fejlesztés középpontjában a páciensek elégedettségének és ragaszkodásának fenntartása áll.



ázsia

Kárpit: ginkozöld
Festés: gyöngy
Vizes blokk: bambusz
Bútor: fehér





sarki

Kárpit: antracit
Festés: matt acélszürke
Vizes blokk: pontok
Bútor: jég kék



szavanna

Kárpit: gránátvörös
Festés: csontszín
Vizes blokk: sába
Bútor: bézs

mediterrán

Kárpit: terrakotta
Festés: csontszín
Vizes blokk: mozaik
Bútor: bézs

Változatos tervezés.

Hogyan fognak kinézni a fogászati rendelők a jövőben? Megy színséma illik legjobban a már meglévő berendezéshez és fejezi ki leginkább az egyéni stílusomat?

Az új Sirona kollekció ötletforrás is lehet. Saját igényei, vagy más döntés alapján kombinálhatja a kárpit színeket, a festést és a dekorpanel típusokat attraktív hangulati összeállításainkból.

Alakítsa ki saját testreszabott rendelőjét.

Webalapú színkonfigurátorunk lenyűgöző betekintést nyújt jövőbeni munkahelyébe. Kombinálja a különböző színárnyalatokat a festéshez és a kárpithoz. Válassza ki kedvenc dekorlapját a vizes blokkhoz. Ezután határozza meg a padló, a falak és a bútor színét.



ázsia

A „harmónia” és „bambusz” dekorlapok derűt és nyugalmat árasztanak. A diszkrét „ginkozöld” és „homok” kárpitok és az előkelő „gyöngy” felszín utánozhatatlan ázsiai hangulatot teremtenek rendelőjében.

sarki

A „matt acélszürke” felszín és „antracit” kárpitszín együtt tiszta és egyszerű esztétikai megjelenést nyújtanak. A „vortex” és „pontok” dekorlapok kiemelik szerény stílusát.

szavanna

A sötét „gránátvörös” és „kakaó” kárpit színek a szavannák lenyűgöző világát szimbolizálják. Tökéletesen harmonizálnak a „csontszín” felszínnel. A „sába” és „zsiráf” dekorlapok megerősítik rendelője exotikus hangulatát.

mediterrán

A „terrakotta” kárpit és a „csontszín” felszín elhosszabbítja a déli meleg érzését a rendelőbe. Ezt a jellegzetes mediterrán hatást kihangsúlyozzák a „mozaik” és a „toszkána” dekorlapok.



www.sirona.com/colourconfigurator

Ázsiai derű, afrikai exotikum, sarki tisztaság, mediterrán hangulat - „ázsia”, „szavanna”, „sarki” és „mediterrán” hangulati összeállításunk a kulcs a harmonikus légkör megteremtéséhez a rendelőben. Egyedülálló ötletforrás!

Kényelmes és kellemes.

A nyugodt páciens előfeltétele a stresszmentes kezelésnek. Ha Ön nyugodt, jobban tud koncentrálni és jobban élvezi munkája sikerét. A Sirona Ergonómiai Program kulcsszerepet játszik ebben a vonatkozásban. A páciens kényelmesen és biztonságban érzi magát. És Ön is megfelelő testhelyzetben dolgozhat kicsavarodás és forgás nélkül. A legfrissebb ergonómiai fejlesztés a MultiMotion fejtámasz. Könnyű kezelni, kényelmes a páciensnek és új beállítási lehetőségek teljes skáláját kínálja. Ez azt jelenti, hogy tökéletes rálátást nyer mind a négy kvadránsra.



Rendkívül kényelmes kárpit

Kényelem, ami látható és érezhető is. A magas színvonalú kárpit még puhább és megerősített vállzónával büszkélkedhet.

Deréktámasz

Az új rendkívül kényelmes kárpit további támaszt nyújt a lumbális területen. A páciens mindvégig laza marad, még a hosszan tartó kezelések végén is.

ErgoMotion

A háttámla és az ülőpárna szinkronizált mozgása megelőzi a páciens gerincének összenyomódását vagy széthúzódását. A páciens feje mindig ugyanabban a pozícióban marad és nincs szükség a fejtámasz újbóli beállítására.

MultiMotion

A MultiMotion fejtámasz beállítása gyerekjáték. Dönthető és forgatható gyakorlatilag bármely irányban. A beállításokat a páciens fejének természetes mozgásához igazítottuk, s így az mindvégig biztonságosan és kényelmesen rögzítve marad. Röviden: tökéletes rálátás nyílik a kezelendő felületre, miközben Ön optimális ergonómikus testtartásban dolgozik.

Motorikus fejtámasz

A végtelenségig állítható fejtámasznak köszönhetően korlátlanul hozzáférhet a páciens szájüregéhez. A fejtámasz beállítása gyerekjáték. A fejtámasz dőlésszöge együtt programozható a kezelőszék helyzetével.

Fogorvosi egység motorikusan hajtott görgőpánntal

Az M1* és C2* kezelőegység egyedülálló motorikusan hajtott görgőpánntal nyugodt és egészséges munkamódszert biztosít. A fogorvosi egység a lábpedál érintésére a kívánt helyzetbe kerül és nincs a páciens látóterében. Mi több, a fogorvosi egység helyzete együtt programozható a kezelőszék beállításával.

További információért kérjük, olvassa el „Ergonómia” című katalógusunkat.



CAD/CAM RENDSZEREK | KÉZIDARABOK | HIGIÉNIAI RENDSZEREK | KEZELŐEGYSÉGEK | RÖNTGEN RENDSZEREK

SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTŐJE A FOGÁSZATBAN

A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM rendszereket a fogászati rendelők (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat és Higiéniai rendszereket, Kezelőegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsmínőségű termékeket állít elő, melyek használata garantáltan egyszerű és messzemenően megtérítik a beléjük fektetett tőkét - előny a praxisnak, segítség a páciensnek. Velünk minden kihívással sikeresen szembenézhet, bízson az általános tapasztalatban, mely szerint: **Nagyszerű nap lesz. A Sironával.**

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:

GlobDent Kft szervíz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác

Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu

GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest

Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu

Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim

Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com

The Dental Company

sirona.