

Biztonsági adatlap

Felülvizsgálat időpontja: 2005.03.01.

1. Hatóanyag/készítmény és cég megnevezése

Termék kód: 500102

Termék megnevezése: NitraClean tisztító tabletta

Csomagolás: bliszteres tabletták karton dobozban

Hatóanyag/készítmény

felhasználása: Tisztító tabletták a DAC autoklávhoz

Információk a gyártóról: O2-Tabs Desinfektion GmbH

Frauensteiner Str. 8

C-09600 Weißenborn

Tel: +49 3731 206980

Fax: +49 3731 206981

Információk a beszállítóról: Nitram Dental A/S

Sindalsvej 36

DK-8240 Risskov

Tel: +45 874 39060

Fax: +45 874 39061

Tudakozó:

Németország:

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen

D-14059 Berlin, Tel. +49 30 19240

2. Hatóanyag összetétele/információ

Kémiai jellemzők:

Semleges tabletta

Tartalma:

Sodium karbonát, nem ionos nedvesítő anyag

Veszélyes összetevők:

Összetevő értéke	%	Jelzés	R-frázis
Nem ionos nedvesítő anyag	5-15%	Xi	R36/38

3. Kockázatok megnevezése

Besorolás

Nincs

4. Elsősegély nyújtási intézkedések

Általános információ:

Nincs

Bőrrel való érintkezés után:

Azonnal mossa le vízzel.

Szembe való bekerülés után:

Bő vízzel alaposan öblítse ki a szemét és kérjen orvosi tanácsot

Lenyelés után:

Öblítse ki a száját, majd igyon elegendő vizet

5. Tűzoltási intézkedések

Alkalmazható oltóanyagok:

Maga a termék nem gyúlékony. Minden oltóanyaggal oltható és a hőtől távol tartandó.

Biztonsági szempontból nem használható oltóanyagok:

Nincs

A hatóanyag, a készítmény, vagy annak égéstermékei vagy a kibocsátott gáz által okozott speciális robbanásveszélyek:

Nincs.

Tűzoltáskor használandó speciális védőfelszerelés:

Óvja a testet, arcot és a kezeket.

6. Intézkedések véletlen felszabadulás esetén

Személyfüggő megelőzési intézkedések:

Nincs

Környezetvédelmi intézkedések:

Nincs

7. Kezelés és tárolás

7.1 Kezelés

További kezelési információk:

Megfelelő használat esetén nincs különleges előírás

7.2 Tárolás

Előírások a tároló helyiséggel és edénnyel kapcsolatban:

Hűvös, száraz helyen tárolandó az eredeti csomagolásban

8. Robbanás szabályzás/személyi védelem

Robbanás szabályzási védelem:

Nincs

Robbanási határérték

Nincs

Robbanás elleni személyi védelem

Nincs

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Összetétel:	tabletta
Forma:	kerek
Szín:	kék
Szag:	semleges
Magasság:	4,4 - 4,6 mm
Átmérő:	13 mm
Súly:	1,05 g ± 0,05 g
Oldódás:	120 - 180 másodperc (20°C-on)

Robbanás pont:	nincs vonatkozó adat
Gyulladás pont:	nincs vonatkozó adat
Robbanási tulajdonságok:	nincs vonatkozó adat

Sűrűség:	--
Sarzs sűrűség:	--
Viszkozitás:	--

Oldódás vízben:	keverhető
pH-érték (20°C-on), 5°dH:	kb. 6,0 - 6,5

10. Stabilitás és reakciókészség

Elkerülendő körülmények

A bomlás megfelelő használattal elkerülhető

Elkerülendő anyagok

A más anyagokkal történő vegyítés kerülendő

Bomlásveszélyes anyagok

A javaslat szerint nem használandó ilyen anyaggal együtt

11. Toxikológiai információk

Irritáció és rozsdásodás

A termék veszélyes a nyálkahártyára, szemre és bőrre való irritáló hatása miatt.

12. Ökológiai információk

További információk

Központi csatorna kezelő telepek üzemeltetése nincs érintve még akkor sem, ha a hatóanyag nagyobb adagban kerül be a hálózatra. Biológiai lebomlóképesége megfelel az EU mosó- és tisztítószerre vonatkozó szabályozásainak.

13. Tanácsok az ártalmatlanításhoz

A maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék hulladék ártalmatlanítási száma: 200130

Közösségi hulladék (háztartási hulladék és ehhez hasonló kereskedelmi, ipari és közületi hulladékok) beleértve a szelektíven gyűjtött törmeléket is (kivéve 15 01); a mosószeret, melyekről nem tesz említést a 20 01 29.

14. Szállítási információk

14.1 Szárazföldi szállítmányozás (ADR/RID/GGVs/GGVE)

14.2 Belvízi szállítmányozás

14.3 Tengeri szállítmányozás

14.4 Légi szállítmányozás

14.5 További információk

15. Törzskönyvi információk

15.1 Címkézés

Vészelzés

Nincs

R-frázis

36 - irritáló hatású a szemre

S-frázis

02-26

Gyermekektől elzárva tartandó.

A szemmel való érintkezés után azonnal öblítse ki a szemét bő vízzel és kérjen orvosi tanácsot.

15.2 Nemzeti szabályozások

Vízszennyezési osztály: 1 - enyhén vízszennyező

Besorolás: 4 VwVwS szabálya, Nr. 3, dátum: 1999. május 17.

16. További információk

Vonatkozó R-frázisok listája

36 Irritáló hatású a szemre

További adatok

A Biztonsági Adatlap információi aktuális adatokra épülnek és legjobb tudásunk szerint pontosak. Célja, hogy biztonsági előírásokra mutasson rá, de nem tartalmaz leírást a speciális termék besorolásokról, avagy nyújt garanciát a termék speciális tulajdonságaira.

Kiadás dátuma: 2005. március 1.

Kiadta: Dr. Sc. Niels Ole Vesterager