

SIDEXIS 4 rendszerkövetelmény

3D-s rendszerekhez

(Ortophos XG3D, Ortophos SL3D, Galileos Compact, Galileos Comfort)

Szerver:

Operációs rendszer:

Windows 10 Pro (64 bit)
Windows Server 2012 R2 (64 bit)
Windows Server 2016
Windows Server 2019



Hardware:

RAM: > 8 GB
CPU: > 2.3 GHz QuadCore processor 64bit (x64)
HDD: > 1 TB
VGA: > 1GB dedikált memória DirectX 10 with WDDM driver 1.0 vagy nagyobb
DVD író
Gigabit LAN
Billentyűzet + Egér
Monitor: min. felbontás: 1280×1024

Kliens:

Operációs rendszer:

Windows 10 Pro (64 bit)

Hardware:

RAM: > 8 GB
CPU: > 2.3 GHz QuadCore 64 Bit (x64)
HDD: > 500 GB
VGA: > 1GB dedikált memória DirectX 10 with WDDM 1.0 vagy nagyobb driver
Gigabit Lan
Billentyűzet + Egér
Monitor: min. felbontás: 1280×1024

A 3D felvételek megjelenítésekor a gördülékeny munkamenet érdekében javasolt legalább az alábbi benchmark értékeket teljesíteni:

NVIDIA: Passmark > 1000

ATI: Passmark > 4500

Az érték ellenőrizhető a www.passmark.com weboldalon.

Az adat biztonság miatt javasolt a szerver adatait több merevlemezre (HDD) menteni. Ezt a szerverben lévő RAID megoldással lehetséges megoldani, vagy külső NAS egységre történő mentéssel. Az adatok mentése, felügyelete minden esetben a felhasználó felelőssége.