

INNOVATÍV LED TECHNOLOGIA

Az új LEDview - Pontos megvilágítás.



INNOVATÍV LED TECHNOLOGIA

Az új LEDview - Pontos megvilágítás.

- Fényes és egyenletes megvilágítás a legmagasabb fokú pontossággal
- Háromirányban mozgatható tartókar a rugalmas pozicionálásért
- Csúcsminőségű tervezés és kivitelezés



Az új LEDview - további előnyök és technikai adatok

Előnyök

- Nappali megvilágítás akár 30.000 lux fényintenzitással
- Pontosan behatárolható a megvilágítandó terület, így elkerülhető a vakító érzés a páciens számára
- Higiénikus, teljesen zárt burkolat
- A tartós LED-lámpák szükségtelenné teszik az égőcserét
- Igen nagy hatékonyság és alacsony fogyasztás
- Nincs szükség hűtőventillátorra
- Szabadkezes vezérlés mozgásérzékelő segítségével

Technikai adatok

- Több fokozatban halványítható fényesség (hasonlóan a SIROLUX F kezelő lámpához)
- Kompozit világítás csökkentett fényerővel
- Színhőmérséklet > 5.700 K
- LED lámpák élettartama > 20.000 óra
- Energia fogyasztás < 10 W
- Szenzorkapcsoló a lámpabura alatt („Be”, „Ki”, „Kompozit”)



CAD/CAM RENDSZEREK | KÉZIDARABOK | HIGIÉNIAI RENDSZEREK | KEZELŐEGYSÉGEK | RÖNTGEN RENDSZEREK

SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTŐJE A FOGÁSZATBAN

A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM rendszereket a fogászati rendelők (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat és Higiéniai rendszereket, Kezelőegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsmínőségű termékeket állít elő, melyek használata garantáltan egyszerű és messzemenően megtérítik a beléjük fektetett tőkét - előny a praxisnak, segítség a páciensnek. Bízson bennünk, velünk minden kihívással sikeresen szembenézhet. **Élvezzen minden napot. A Sironával.**

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:

GlobDent Kft szervíz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác

Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu

GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest

Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu

Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim

Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com